

(²) *The EFSA Journal* (2009) 1185, lk 1.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2009

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %			
Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained.									
4a13	DSM Nutritional Products Ltd., keda esindab DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o.	Seriin-proteaas EC 3.4.21.-	Söödalisandi koostis: <i>Bacillus licheniformis</i> 'e (DSM 19670) abil toodetud seriin-proteaasi (EC 3.4.21.-) preparaat minimaalse aktiivsusega 75 000 PROT ⁽¹⁾ /g Toimeaine kirjeldus: <i>Bacillus licheniformis</i> 'e (DSM 19670) abil toodetud seriin-proteaas (EC 3.4.21.-) Analüüsimetod ⁽²⁾ : kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse kollase paranitroaniliinikompleksi (pNA) vabanemist ensüümi toimel substraadist (Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA) pH taseme 9,0 ja temperatuuri 37 °C juures	Broilerkanad	—	15 000 PROT	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisharjumistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispiisvus. 2. Ohutusnõuded: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.	13.1.2020

⁽¹⁾ 1 PROT on ensüümi kogus, mis pH taseme 9,0 ja temperatuuri 37 °C juures vabastab 1mM substraadist (Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA) 1 µmol p-nitroaniliini minutis.

⁽²⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on esitatud ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives